Nefunkční myš v Praktiku

Po instalaci Windows 10 se může stát, že Praktik nebude reagovat na kliknutí myší (může se objevit i u starších verzí Windows). V tom případě je potřeba provést drobnou úpravu ve spuštěném Praktiku.

- 1. Spustit program Praktik.
- 2. V otevřeném programu kliknout 1x pravým tlačítkem myši na horní lištu Praktika.

Dr. Sehnalová Mil Ordinace 201 P moc íselníky astavení oduly	01 Pea	Obnovit		tek 19.0	05.2016	9:0
		Velikost				
Pacienti	- 1	Minimalizovat				
		Maximalizovat		á péče		
	×	Zavřít				
Další skupiny pac.		Úpravy	>			
		Výchozí				
		Vlastnosti		C		
		Hide Mouse Pointer				
					-	

- 3. V otevřené nabídce vyberte *Vlastnosti*.
- 4. Otevře se okno, kde vyberte záložku Možnosti.

	📅 "C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe" – vlastnosti 🛛 🗙
	Možnosti Písmo Rozložení Barvy
	Velikost kurzoru Historie příkazů ● Malá Velikost vyrovnávací ● Střední 50 ● Velká Počet vyrovnávacích ↓ Velká Zahodit původní duplikáty
 Odstraňte fajfky <i>Režim rychlých úprav</i> a <i>l vkládání</i>. 	Režim Možnosti úprav Režim rychlých úprav Režim vkládání Povolit klávesové zkratky s klávesou Ctrl Při vkládání filtrovat obsah schránky
	Výběr textu Povolit výběr se zalamováním řádků Klávesy pro rozšířený výběr textu
6. Přidejte fajfku Použít starší konzolu	Aktuální znaková stránka 852 (OEM - Latin 2)
	Použít starší konzolu (vyžaduje opakované spuštění) Získat další informace o <u>nových funkcích konzoly</u>
 Potvrďte změnu OK. Znovu zapněte Praktik a myš by měla fungovat. 	OK Zrušit